

PROSEPT® Burs – Antikorozívny roztok pripravený k okamžitému použitiu, určený pre rýchlu dezinfekciu a čistenie rotačných nástrojov.



PROSEPT® Burs

PROSEPT® Burs je nariadený dezinfekčný roztok k okamžitému použitiu pre rotačné zubárske a chirurgické presné nástroje (napr. vrtáky, leštičky, nástroje z ocele, spečených karbidov a brúsnych diamantov a pod.), ktorý vykazuje popri širokom spektre účinnosti takisto veľmi dobré čistiace vlastnosti i pri silnom organickom zaťažení, a to vďaka špeciálnym tenzidovým zložkám, už behom jednej minúty. Zloženie bez obsahu fenolov a aldehydov a špeciálne zložky chrániace pred koróziou zabezpečujú dobrú znášateľnosť k materiálom, zabraňujú farebným zmenám a fixácii krvi a výrazne predlžujú životnosť nástrojov. Oplachovanie nie je vďaka bezozbytkovému vyparovaniu PROSEPT® Burs nutné. Doba použitia je pri priemernom znečistení 1 týždeň, čo robí z aplikácie roztoku PROSEPT® Burs veľmi ekonomickú a ekologickú záležitosť.

Výhody pre vás

- ▶ **Plne virucídne účinky do 60 sekúnd**
Pôsobí i proti najodolnejším vírusom, ako sú polioviry a adenoviry.
- ▶ **Silný čistiaci prostriedok**
Vzhľadom k silným čistiacim vlastnostiam tohoto prípravku je predčistenie a následné čistenie zbytočné.
- ▶ **Cenovo výhodné použitie**
Roztok možno použiť po dobu maximálne 1 týždňa.

Spektrum účinku / Expozičný čas

| | |
|---|-----------|
| Baktericídny (1,2,12) | 30 sekúnd |
| Baktérie rezistentné voči antibiotikám (3) | 30 sekúnd |
| Tuberkulocídny (1,4,12) | 60 sekúnd |
| Mykobaktericídny (1,4,12) | 60 sekúnd |
| Kvasinkocídny (1,5,12) | 30 sekúnd |
| Kvasinky rezistentné voči antibiotikám (6) | 30 sekúnd |
| Fungicídny (1,5,12) | 60 sekúnd |
| Obmedzene virucídny | 60 sekúnd |
| Vírus bovinej vírusovej hnačky (7) | 30 sekúnd |
| Vírus hepatitídy B (8) | 30 sekúnd |
| Vírus hepatitídy C (7,9) | 30 sekúnd |
| Herpes simplex vírus typu 1 (7) | 30 sekúnd |
| Vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti (8) | 30 sekúnd |
| Virucídny (10,11) | 60 sekúnd |
| Adenovírus typu 5 (7,10) | 60 sekúnd |
| Poliovírus typu 1 LSc-2ab (10) | 60 sekúnd |
| Polyomavírus Rotavírus (7) | 30 sekúnd |

(1) štandardné metódy DGHM*, (2) EN 1040, EN 13727, EN 14561*, (3) A. baumannii, ESBL, K. rhizophila, MRSA, VRE, (4) EN 14348, EN 14563*, (5) EN 1275, EN 13624, EN 14562*, (6) CaDR, (7) norma RKI/DVV, (8) Test antigénov HBs vrátane HIV, (9) vírus BVDV, (10) EN 14476, (11) účinný voči všetkým obaleným a neobaleným vírusom, (12) na zozname VAH/DGHM v kategórii s najkratším dostupným expozičným časom (5 minút), * povrchová skúška

Balenia

| | |
|-----------|------------------------|
| OD-061065 | Fľaša s objemom 1 l |
| OD-061070 | fľaša s objemom 2 l |
| OD-061075 | kanister s objemom 5 l |

Váš miestny predajca

ABD DENT spol. s r.o.
Nekrasovova 10
811 04 Bratislava
Telefón: +421 903 277 944
Telefón: +421 254 793 785
info@abddent.sk
www.abddent.sk

