

PROSEPT® Impression – Šetrný dezinfekčný koncentrát pre otlacky z alginátovej hmoty, polyetheru a silikonu.



PROSEPT® Impression

PROSEPT® Impression je koncentrát vyvinutý podľa najnovších vedeckých poznatkov, ktorý umožňuje šetrnú a zároveň maximálne efektívnu a rýchlu dezinfekciu všetkých dentálnych otláčkov chrupu, otláčkových lyžíc, zubárskych polotovarov a protetických materiálov. Prevedené testy z otláčkov z alginátu, polyteru, polysulfidu, silikonu A, silikonu K ukázali, že tvarová stabilita otláčkov a kompatibilita sádry neni porušená. Vďaka nulovému obsahu aldehydov nedochádza k zmenám farby ani k fixácii krvi alebo bielkovín na ošetrovaných materiáloch. Špeciálne vybrané tenzidy majú za následok veľmi dobre čistiace vlastnosti a zároveň umožňujú vypustiť predčistenie i pri vysokom organickom zatažení. Koncentrované zloženie je až 50 krát výdatnejšie než bežne nariadené roztoky a umožňuje tak jednoduchšiu prípravu nariadeného roztoku ako výrobky v práškovej forme. PROSEPT® Impression je biologicky ľahko odburateľný a je príjemným spôsobom navoňaný. Viečko s dávkovacou značkou na 20 ml, ktoré je pre špeciálne vyvinuté koncentráty, usnadňuje aplikáciu a umožňuje ekonomickú i ekologickú aplikáciu.

Výhody pre vás

- ▶ **Nezmení formu alebo rozmerovú stabilitu zubných otláčkov**
Dezinfekčný prípravok nemá negatívny účinok na formu ani stabilitu zubných otláčkov.
- ▶ **Krátky expozičný čas**
Krátka doba expozície zvyšuje bezpečnosť pri práci, pretože dezinfekčný prípravok pôsobí behom len 2 minút.
- ▶ **Cenovo výhodné použitie**
Roztok možno použiť po dobu maximálne 1 týždňa.
- ▶ **Jednoduchá aplikácia**
Objemy sú uvedené na viečku pre rýchle a jednoduché dávkovanie dezinfekčných koncentrátov.

Spektrum účinku / Expozičný čas

Baktericídny (1,2,7)	1 % za 2 min.
	3 % za 1 min.
Kvasinkocídny (1,3,7)	1 % za 2 min.
	3 % za 1 min.
Obmedzene virucídny (4,5)	1 % za 2 min.
	3 % za 1 min.
Vírus bovinnej vírusovej hnačky (4)	1 % za 1 min.
Vírus hepatitídy B (4,5)	1 % za 2 min.
	3 % za 1 min.
Vírus hepatitídy C (4,6)	1 % za 1 min.
Herpes simplex vírus typu 1 (4)	3 % za 1 min.
Vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti (4,5)	1 % za 2 min.
	3 % za 1 min.
Vírus chrípky A H3N2 (4)	3 % za 3 min.
Vírus vakcínie kmeňa Elstree (4)	1 % za 2 min.
	3 % za 1 min.
Rotavírus kmeňa Wa (4)	3 % za 1 min.

(1) štandardné metódy DGHM*, (2) EN 1040, EN 13727, EN 14561*, (3) EN 1275, EN 13624, EN 14562*, (4) norma RKI/DVV, (5) účinný proti všetkým obaleným vírusom, vrátane HBV a HIV, (6) vírus BVDV, (7) na zozname VAH/DGHM v kategórii s najkratším dostupným expozičným časom (5 minút), * povrchová skúška

Dávkovanie

Koncentrácia	Koncentrát + Voda	Čas
1 % (= 0.5x Vrchnák = 10 ml)	10 ml+990 ml	2 min.
3 % (= 1.5x Vrchnák = 30 ml)	30 ml+970 ml	1 min.

Balenie

OD-071041 fľaša s objemom 1 l s odmerkou

Váš miestny predajca

ABD DENT spol. s r.o.
Nekrasovova 10
811 04 Bratislava
Telefón: +421 903 277 944
Telefón: +421 254 793 785
info@abddent.sk
www.abddent.sk

