

PROSEPT® Wipes – Obrúsky pripravené k použitiu, určené pre rýchlu a rozsiahlu dezinfekciu povrchov bezo zbytkov.



PROSEPT® Wipes

PROSEPT® Wipes sú predvlhčené obrúsky na jedno použitie vyrobené z nepletenej tkaniny odolnej proti roztrhnutiu. Obrúsky PROSEPT® Wipes sú vhodné pre rýchlu a jednoduchú dezinfekciu a čistenie povrchov zdravotníckych prostriedkov, ako sú vyšetrovacie stoly, stomatologické jednotky, lekárske prístroje a neinvazívne nástroje. Spoločne vyvážené zloženie na bázi alkoholov zaisťuje široké spektrum účinku a krátku kontaktnú dobu, dokonca i v prítomnosti silného organického znečistenia, vrátane krvi alebo slín. Nízky obsah prchavých organických látok (VOC) (menej ako 50 %) minimalizuje výskyt kožných a dýchacích problémov, zaisťuje vynikajúcu kompatibilitu s materiálmi a umožňuje zaschnutie bez reziduí. Obrúsky PROSEPT® Wipes neobsahujú aldehydy a fenoly a sú biologicky odburateľné. Výhodné sáčky s náhradnou náplňou umožňujú cenovo výhodnú a účinnú dezinfekciu. Dermatologicky testované. Dermatologicky testované.

Výhody pre vás

- ▶ **Vlhké obrúsky pripravené k použitiu**
Použitie obrúskov eliminuje nutnosť dezinfekcie postrekom, ktorá môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest, očí a nosu.
- ▶ **Vysoko nasýtené ubrúsky**
Dezinfekčné ubrúsky v dobre uzatvorenej krabici zostávajú vlhké až pol roka.
- ▶ **Schne bezo zbytku.**
Dezinfekčný prípravok nezanecháva čmuhu a preto je ďalšie stieranie zbytočné.

Spektrum účinku / Expozičný čas

Baktericídny (1)	60 sekúnd
Baktérie rezistentné voči antibiotikám (2)	60 sekúnd
Tuberkulocídny (3)	60 sekúnd
Mykobaktericídny (3,4)	60 sekúnd
Kvasinkocídny (5,6)	60 sekúnd
Kvasinky rezistentné voči antibiotikám (7)	60 sekúnd
Fungicídny (6)	5 minút
Obmedzene virucídny (8,9)	30 sekúnd
Vírus bovinej vírusovej hnačky (8)	15 sekúnd
Koronavírus (8,10)	30 sekúnd
Vírus hepatitídy B (8,9)	30 sekúnd
Vírus hepatitídy C (8,11)	15 sekúnd
Herpes simplex vírus typu 1 (8)	15 sekúnd
Vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti (8,9)	30 sekúnd
Vírus chrípky A H3N2 (8)	15 sekúnd
Vírus vakcínie kmeňa Elstree (8)	30 sekúnd
Virucídny (12,13)	60 sekúnd
Adenovírus typu 5 (12)	60 sekúnd
Bovinný enterovírus typu 1 (14)	60 sekúnd
Norovírus MNV (12)	60 sekúnd
Poliovírus typu 1 LSc-2ab (12)	60 sekúnd
Rotavírus kmeňa Wa (12)	30 sekúnd

(1) EN 1040, EN 1276, EN 1656, EN 13727, EN 13697*, EN 14349*, EN 14561*, (2) A. baumannii, ESBL, K. rhizophila, MRSA, VRE, (3) EN 14348, EN 14563*, (4) EN 14204, (5) EN 1275, EN 1650, (6) EN 1657, EN 13624, EN 13697*, EN 14562*, (7) CaDR, (8) norma RKI/DVV, (9) účinný proti všetkým obaleným vírusom, vrátane HBV a HIV, (10) vírus BCoV, (11) vírus BVDV, (12) EN 14476, (13) účinný voči všetkým obaleným a neobaleným vírusom, (14) EN 14675, v súlade s EN 13610, * povrchová skúška

Balenia

OD-041079	Náhradná náplň s obsahom 120 dezinfekčných utierok (14,5 x 20 cm), klasická vôňa
OD-041084	Náhradná náplň s obsahom 120 dezinfekčných utierok (14,5 x 20 cm), citrónová vôňa
OD-091061	PROSEPT dóza na utierky T1 (prázdna dóza), (OD-041079, OD-041084, OD-042081)

Váš miestny predajca

ABD DENT spol. s r.o.
Nekrasovova 10
811 04 Bratislava
Telefón: +421 903 277 944
Telefón: +421 254 793 785
info@abddent.sk
www.abddent.sk

