

PROSEPT® Floor – Šetrný a ekonomický koncentrát pre dezinfekciu a čistenie veľkých, vodou umyvateľných povrchov.



PROSEPT® Floor

PROSEPT® Floor je koncentrát pre dezinfekciu veľkých umyvateľných plôch. Dezinfekčný prostriedok je založený na kombinácii účinných látok na bázi kvarterných amoniových zlúčenín, ich dôsledkom je vysoká čistiaca účinnosť a široké spektrum účinnosti. Koncentrát PROSEPT® Floor nemá žiadne lepiivé účinky neni nutné ho dodatočne utierať vďaka skoro bezozbytkovému vyschnutiu. Tento produkt neobsahuje žiadne aldehydy a fenoly. Viečko s dávkovacou značkou na 20 ml, ktorá je vyvinutá pre špeciálne koncentráty, uľahčuje manipuláciu a umožňuje vysokú presnosť dávkovania pre praktickú a zároveň i ekonomickú a ekologickú aplikáciu.

Výhody pre vás

- ▶ **Mimoriadne cenovo výhodný koncentrát**
Mimoriadne cenovo výhodný koncentrát významne zníži Vaše náklady na dezinfekciu.
- ▶ **Dobrá kompatibilita materiálu**
Prípravek je vhodný k dezinfekcii najrôznejších podlahových plôch a vodou umyvateľných povrchov.
- ▶ **Jednoduchá aplikácia**
Objemy sú uvedené na viečku pre rýchle a jednoduché dávkovanie dezinfekčných koncentrátov.

Spektrum účinku / Expozičný čas

Baktericídny (1)	1 % za 60 min.
	2 % za 15 min.
Kvasinkocídny (1)	1 % za 60 min.
	2 % za 15 min.
Vírus hepatitídy B (2)	5 % za 1 min.
Vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti (2)	5 % za 1 min.
Vírus chrípky A H3N2 (3)	1 % za 15 min.

(1) štandardné metódy DGHM*, (2) Test antigénov HBs vrátane HIV, (3) norma RKI/DVV, * povrchová skúška

Dezinfekčné prípravky používajte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte informácie o produkte uvedené na etikete a v príbalovom letáku.

Dávkovanie

Koncentrácia	Koncentrát + Voda	Čas
1 % (= 0.5x Vrchnák = 10 ml)	10 ml+990 ml	60 min.
2 % (= 1.0x Vrchnák = 20 ml)	20 ml+980 ml	15 min.

Balenie

OD-011060 fľaša s objemom 2 l s odmerkou

Váš miestny predajca

ABD DENT spol. s r.o.
Nekrasovova 10
811 04 Bratislava
Telefón: +421 903 277 944
Telefón: +421 254 793 785
info@abddent.sk
www.abddent.sk

