

## PROSEPT® Instru – Cenovo výhodný koncentrát pre bezpečnú a účinnú manuálnu dezinfekciu a čistenie lekárskeho nástrojov.



### PROSEPT® Instru

PROSEPT® Instru je koncentrát pre dezinfekciu a čistenie lekárskeho nástrojov, ktorý má vďaka svojej inovatívnej kombinácii účinných látok na bázi alkylaminu a štvormocných amonných zlúčenín široké spektrum účinnosti a zároveň výborne čistiace vlastnosti. Koncentrát účinne odstraňuje krv, hlien a iné bielkovinové tekutiny. I pri vysokom stupni znečistenia není potreba pridávať ku koncentrátu PROSEPT® Instru žiadne prísady alebo zosilovače čistenia. Antikorozičné prísady predlžujú životnosť prístrojov. Znášanlivosť bola testovaná s úspešným výsledkom u týchto materiálov: Polyetylen, silikon, železo, ocel a akrylátové sklo. U nástrojov pritom nedochádza k žiadnym zmenám farby príp. k fixácií krvi a bielkovín. PROSEPT® Instru je vhodný pre ultrazvukovú lázeň. Viečko s dávkovacou značkou na 20 ml, ktoré je pre špeciálne vyvinuté pre koncentráty, uľahčuje manipuláciu a umožňuje vysokú presnosť dávkovania pre praktickú a zároveň ekonomickú aplikáciu. Tento produkt neobsahuje aldehydy ani fenoly.

### Výhody pre vás

- ▶ **Silný čistiaci prostriedok**  
Vzhľadom k silným čistiacim vlastnostiam tohoto prípravku je predčistenie a následné čistenie zbytočné.
- ▶ **Obsahuje inhibítory korózie**  
Dezinfekčný prípravok obsahuje vysoko účinné inhibítory korózie na ochranu proti hrdzaveniu.
- ▶ **Vhodný pre použitie v ultrazvukovom čistiacom prístroji**  
Čistiacu silu dezinfekčného prípravku je možné zvýšiť pomocou ultrazvukového čistiaceho prístroja.

### Spektrum účinku / Expozičný čas

Baktericídny (1,2,10)	0.5% za 15 min.
Baktérie rezistentné voči antibiotikám (3)	0.5% za 15 min.
Tuberkulocídny (1,10)	2% za 60 min.
	5% za 15 min.
Mykobaktericídny (4)	2% za 15 min.
Kvasinkocídny (1,5,10)	0.5% za 15 min.
Kvasinky rezistentné voči antibiotikám (6)	0.5% za 15 min.
Vírus bovinej vírusovej hnačky (8)	0.5% za 5 min.
Vírus hepatitídy B (7)	2% za 30 min.
	4% za 15 min.
Vírus hepatitídy C (8,9)	0.5% za 5 min.
Vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti (7)	2% za 30 min.
	4% za 15 min.
Adenovírus typu 5 (8)	3% za 60 min.

(1) štandardné metódy DGHM\*, (2) EN 1040, (3) A. baumannii, ESBL, K. rhizophila, MRSA, VRE, (4) EN 14348, (5) EN 1275, (6) CaDR, (7) Test antigénov HBs vrátane HIV, (8) norma RKI/DVV, (9) vírus BVDV, (10) na zozname VAH/DGHM, \* povrchová skúška

### Dávkovanie

Koncentrácia	Koncentrát + Voda	Čas
3% (= 4.5x Vrchnák = 90 ml)	90 ml + 2910 ml	60 min.
4% (= 6.0x Vrchnák = 120 ml)	120 ml + 2880 ml	15 min.
5% (= 7.5x Vrchnák = 150 ml)	150 ml + 2850 ml	15 min.

### Balenia

OD-061016	fľaša s objemom 1 l s odmerkou
OD-061020	fľaša s objemom 2 l s odmerkou
OD-061025	kanister s objemom 5 l

### Váš miestny predajca

ABD DENT spol. s r.o.  
Nekrasovova 10  
811 04 Bratislava  
Telefón: +421 903 277 944  
Telefón: +421 254 793 785  
info@abddent.sk  
www.abddent.sk

