

PROSEPT® Jet Forte – Účinný čistiaci koncentrát pre sacie zariadenia.



Balenia

OD-814250

OD-071120 fľaša s objemom 2 l s odmerkou

OD-071125 kanister s objemom 5 l

PROSEPT® Jet Forte

PROSEPT® Jet Forte je koncentrovaný prípravok pre ošetrovanie a čistenie odsávačiek, pluvátok a separátorov amalgámu odstraňuje vďaka svojim zásaditým zložkám zbytky ako je krv, bielkoviny a iné usadeniny. Dôkladné rozloženie biofilmu vo vnútri odsávačky zabraňuje vzniku nepríjemných zápachov. PROSEPT® Jet Forte neobsahuje agresívne zložky ako sú napríklad aldehydy alebo fenoly, čo výrazne zvyšuje životnosť hadičiek a prístrojov a vďaka tomu je dosiahnutá veľmi dobrá znášanlivosť k materiálom. Okrem toho zložky zabraňujúce peneniu chránia mechanické diely a zaručujú bezproblémovú funkčnosť zariadení.

Výhody pre vás

- ▶ **Koncentrát s vysokou výdatnosťou**
Koncentrát s obsahom 2 litre je určený na prípravu 100 litrov pracovného roztoku.
- ▶ **Vynikajúca čistiaca sila**
Pôsobí proti tvorbe biofilmu a zápachu, a tým zaisťuje spoľahlivú funkciu odsávacieho zariadenia.
- ▶ **Nepenivý**
Šetrné čistenie zubných odsávacích zariadení.
- ▶ **Biologicky rozložiteľný**
Prípravok je biologicky rozložiteľný a nemá nepriaznivé účinky na ekosystém.

Váš miestny predajca

ABD DENT spol. s r.o.
Nekrasovova 10
811 04 Bratislava
Telefón: +421 903 277 944
Telefón: +421 254 793 785
info@abddent.sk
www.abddent.sk

